


## REGISTRAZIONE LICENZA CS IMAGING 3D SUITE "PREMIUM"

Aprire un qualsiasi volume 3D: fare clic in alto a destra sul pulsante **"Prova Premium"**



si apre la finestra di accettazione delle condizioni di prova per 30 giorni: selezionare con 1 clic l'opzione: **"Accetto: termini e condizioni"** e fare clic su **"Prova Premium"**

Si apre la finestra dove inserire le credenziali dell'account Carestream creato quando è stato installato la prima volta il software CS Imaging Server (o precedentemente se già si disponeva di un prodotto Carestream).

**Inserire l'indirizzo mail:**

The screenshot shows the 'Carestream Dental' login window. It features the Carestream Dental logo at the top. Below the logo, the text 'Inserisci l'e-mail' is displayed, followed by a sub-instruction: 'Inserisci l'e-mail e fai clic su "Avanti" per accedere all'account o per crearne uno'. There is a text input field for the email address and a purple button labeled 'Successivo' below it. A red arrow points from the text 'Inserire l'indirizzo mail:' to the email input field.

Inserire la password: se non si ricorda è possibile recuperarla utilizzando la funzione: **"Hai dimenticato la password?"**

The screenshot shows the 'Carestream Dental' login window. It features the Carestream Dental logo at the top. Below the logo, the text 'Accedere con l'account esistente' is displayed. There is a password input field with a masked password '.....' and an eye icon to toggle visibility. Below the password field, there is a link 'Hai dimenticato la password?' and a checkbox labeled 'Mantieni l'accesso' which is checked. There are two buttons: a purple 'Accedi' button and a white 'Crea account' button. A red arrow points from the text 'Inserire la password:' to the password input field, and another red arrow points from the text 'se non si ricorda è possibile recuperarla utilizzando la funzione: "Hai dimenticato la password?"' to the corresponding link.


### IMPORTANTE:

selezionando l'opzione **"Mantieni l'accesso"** tutte le volte che si aprirà un volume 3D, il programma riconoscerà l'utente ed attiverà le funzioni **"Premium"**.

**Se non lo si seleziona**, si dovrà eseguire l'accesso tutte le volte che si aprirà un volume 3D usando il pulsante **"Accedi"** in alto a destra

The screenshot shows the software interface. At the top, there is a yellow 'Prova premium' button and a blue 'Accedi' button. Below these, there are two tabs: 'Bilaterale' and 'Rivedi'. At the bottom, there is a toolbar with various icons including a document, a disc, a camera, and a tooth. A red arrow points from the text 'il pulsante "Accedi" in alto a destra' to the 'Accedi' button.

A registrazione avvenuta, in alto a sinistra appare l'indicazione dell'attivazione della licenza ed i giorni di prova rimanenti.



\*\*\* FINE CAPITOLO\*\*\*